



**miniland**  
grow <sup>★</sup>beyond

selección de termómetros

# thermoflexi 89021

## TERMÓMETRO DE FÁCIL MANEJO Y PUNTA FLEXIBLE

	Preciso		Indicador de fiebre
	Punta flexible		Aviso de batería baja
	Memoriza la última medición		Baterías incluidas
	Autoapagado		Estuche

### Termómetro corporal de manejo sencillo

thermoflexi es un termómetro que mide de forma sencilla la temperatura corporal mediante medición oral, axilar o rectal a través de su punta flexible.

### Alta flexibilidad y resistencia

thermoflexi cuenta con un cuello de goma que confiere una alta flexibilidad a la punta del termómetro y resistencia frente a los golpes.

### Estuche para almacenaje y transporte

thermoflexi es un termómetro de reducidas dimensiones y escaso peso que además incluye un práctico estuche transparente de plástico para su conservación y transporte.

### En cualquier lugar y circunstancia

Puede llevarse cómodamente en el bolso, resultando de gran utilidad tanto en el día a día como en cualquier tipo de desplazamiento.

### Indicador de fiebre

thermoflexi emite una alarma sonora de 10 pitidos cuando se detecta una temperatura superior a 37,8°C.

### Recuerda la última medición realizada

Al encender thermoflexi, éste muestra la última medición realizada con el termómetro, facilitando así la comparación con la nueva medición que se va a realizar.

### Desconexión para ahorrar energía y aviso de batería baja

thermoflexi se apaga automáticamente a los 9 minutos de estar en reposo, permitiendo así un mayor ahorro de energía. Además, cuenta con la función de aviso de batería baja.




ORAL



AXILAR



RECTAL



-  FRENTE
-  OÍDO
-  OBJETOS
-  LÍQUIDOS
-  AMBIENTAL



## thermosense 89212

TERMÓMETRO PARA OÍDO Y FRENTE DE CONTACTO CON MEDICIÓN DE TEMPERATURA DE LÍQUIDOS Y OBJETOS

- |  |                      |   |   |
|--|----------------------|---|---|
|  2 <sup>s</sup> | Ultrarrápido         |  | Indicador de fiebre                           |
|                 | Preciso              |  | Aviso de batería baja                         |
|                 | Muestra hora y fecha |  | Baterías incluidas                            |
|                 | Memoriza 9 registros |  | Registro manual de la temperatura en eMyBaby® |
|                 | Autoapagado          |   |   |

### Termómetro por contacto, ergonómico y preciso

Mide la temperatura por contacto en frente y oído mediante infrarrojos. Su diseño ergonómico lo hace muy sencillo y cómodo de utilizar.

### Medición de objetos y líquidos

Con thermosense, los papás podrán medir la temperatura del biberón, la papilla o el agua del baño, ya que permite medir la temperatura de líquidos y objetos.

### Mide la temperatura ambiental

Permite conocer en todo momento si la temperatura en la habitación del bebé es óptima gracias a la medición de la temperatura ambiental.

### Indicador visual de fiebre

thermosense cuenta con una luz LED que se ilumina en color rojo cuando la temperatura medida supera los 38°C. De esta forma los papás podrán saber de un vistazo si su bebé tiene fiebre.

### Con seguimiento de toma de temperaturas

Incorpora control de la evolución de temperaturas gracias a su memoria de 9 registros.

### Información sobre hora y fecha en su pantalla LCD

Dispone de una pantalla LCD en la que se muestra la fecha, hora y la temperatura ambiental.

### Aviso de limpieza del sensor

Para recordar a los papás la limpieza del sensor de infrarrojos y asegurar la precisión de las mediciones, si thermosense no se ha utilizado durante mucho tiempo o si se han tomado varias medidas, se activará una alarma sonora y la luz de fondo de la pantalla parpadeará durante un minuto.

### Desconexión para ahorrar energía

Utilizando el modo de ahorro de energía, el termómetro se apagará automáticamente a los 3 minutos de estar en reposo, para alargar la vida de sus baterías.



# thermotalk plus 89068

TERMÓMETRO ULTRARRÁPIDO DE CONTACTO QUE COMUNICA LA TEMPERATURA CON VOZ Y MIDE EL PULSO

	Ultrarrápido		Mensaje de voz
	Preciso		6 idiomas
	Muestra hora y fecha		Baterías incluidas
	Memoriza 15 registros		Bolsa de transporte Peana
	Autoapagado		Registro manual de la temperatura en eMyBaby®

## Medición rápida en frente y oído

Mide la temperatura por infrarrojos, en tan solo 2 segundos en contacto con la frente o el oído del bebé.

## Comprobación del pulso

thermotalk plus permite medir el ritmo cardiaco en tan sólo 15 segundos apoyando el dedo pulgar sobre el sensor de pulso.

## Mide la temperatura ambiental

Este termómetro también mide la temperatura ambiental, permitiendo conocer si la habitación del bebé está a la temperatura óptima.

## Comunica la temperatura con voz

Un mensaje de voz configurable hasta en 6 idiomas (español, inglés, alemán, francés, italiano y ruso) comunica la temperatura obtenida. Además, si se desea, también puede informar sobre la hora actual. Ideal para personas con problemas de visión.

## Permite controlar la evolución de la temperatura

Los últimos 15 registros tomados quedan memorizados. Muestra además la fecha y el tipo de medición realizada, permitiendo comprobar la evolución de la temperatura del bebé.

## Pantalla LCD con toda la información sobre hora y fecha

En el modo de espera, thermotalk plus muestra la fecha, la hora y la temperatura ambiental alternativamente cada 5 segundos.

## Aviso de limpieza del sensor

Para recordar a los papás la limpieza del sensor de infrarrojos, si thermotalk plus no se ha utilizado durante mucho tiempo o si se han tomado varias medidas, se activará una alarma sonora.

## Desconexión para ahorrar energía

Mediante la opción de ahorro de energía, thermotalk plus se apaga automáticamente a los 3 minutos de estar en reposo, permitiendo así un mayor ahorro de energía.

CUIDADOS DEL BEBÉ



FRENTE



OÍDO




PULSO



AMBIENTAL



VOZ





-  FRENTE
-  OBJETOS
-  LÍQUIDOS
-  AMBIENTAL



## thermoadvanced pharma 89379

TERMÓMETRO SIN CONTACTO RÁPIDO Y FIABLE QUE ADEMÁS SE COMUNICA CON EL SMARTPHONE O TABLET

-  Sin contacto
-  Preciso
-  Registro automático de la temperatura en eMyBaby
-  Memoriza 30 registros
-  Indicador visual de fiebre
-  Autoapagado
-  Ultrarápido

### Registra la temperatura a través de eMyBaby®

A través de la aplicación eMyBaby®, thermoadvanced pharma se comunica con el Smartphone y la Tablet para registrar las temperaturas tomadas, pudiendo llevar un seguimiento de las mismas en cualquier momento y lugar. Es posible utilizar el termómetro de forma aislada o con eMyBaby®.

### Medición rápida, precisa y sin contacto

Mide la temperatura en tan solo 1 segundos sin contacto en la frente. Además el botón de medición cambia de color de verde a rojo si detecta temperaturas superiores a 38°C.

### Permite consultar y compartir los registros de temperatura

Los registros tomados quedan memorizados tanto en el propio termómetro como en eMyBaby® y pueden ser consultados en cualquier momento, permitiendo ver la evolución de la temperatura del bebé. Además pueden guardarse en el PC enviarse por email.

### El más completo: para el agua del baño, el biberón o la papilla

thermoadvanced pharma mide la temperatura de objetos y de líquidos así como la temperatura ambiental.

### Desconexión para ahorrar energía

thermoadvanced pharma se apaga automáticamente a los 3 minutos de estar en reposo, permitiendo así un mayor ahorro de energía y mayor duración de las baterías.

Nota: esta aplicación sólo debe usarse como guía y nunca como sustituta de un profesional sanitario



## TERMÓMETROS



89021  
thermoflexi



89212  
thermosense



89068  
thermotalk plus



89379  
thermoadvanced  
pharma

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tecnología	termistor, punta flexible	infrarrojos	infrarrojos	infrarrojos
Tiempo de medición/extracción(segundos)	30	2	2	1
Rango de medida corporal	32.0° C-42.9° C / 89.6° F-109.3° F	32.0° C -42.9° C / 89.6° F-109.3° F	32.0° C -42.9° C / 89.6° F-109.3° F	32.0° C- 42.9° C / 8 9.6° F- 109.3° F
Rango de medida ambiente		5.0° C-59.9° C / 41.0° F-139.8° F	5.0° C-59.9° C / 41.0° F -139.8° F	5.0° C - 59.9° C / 41.0° F ~ 139.8° F
Precisión medida corporal	• <sup>1</sup>	• <sup>2</sup>	• <sup>2</sup>	• <sup>2</sup>
Precisión medida ambiente		±1° C / ±2° F	±2° C / ± 4° F	±1° C / ±2° F
Baterías	1x1.5V LR41	2x1.5V AAA	2x1.5V AAA	2x1.5V AAA
Tamaño (ancho x alto x profundo)	Con funda: 14x2.65x1.8 cm Sin funda: 13x1.55x0.75 cm	3.9x13.3x3.2 cm	3.4x12.3x6 cm	4.5x13.01x5.03 cm

### FUNCIONES

Utilización	personas	personas /ambiente / objetos / líquidos	personas / ambiente	personas /ambiente / objetos / líquidos
Comunicación por voz			•	
Tipo de medición	rectal, oral, axilar	oído, frente	oído, frente	frente sin contacto
Diferencia entre tipos de medición	axilar respecto a oral: -1° C (a aprox.) rectal respecto a oral: +1° C (a aprox.)	oído respecto a frente: +1° C (a aprox.)	oído respecto a frente: +1° C (a aprox.)	
Nº de mediciones memorizadas	1	9 <sup>3</sup>	15	30 <sup>3</sup>
Indicador hora/fecha		•	•	
Aviso temperatura alta	•	•	•	•
Aviso batería baja	•	•	•	•
Aviso de limpieza del sensor		•		
Medición del pulso			•	
Autoapagado	•	•	•	•
Conexión con el móvil o tablet (eMyBaby®)				iOS, Android

### ACCESORIOS

Peana			•	
Bolsa/estuche	•		•	

<sup>1</sup> ±0,1° C / ±0,2° F en el intervalo (35,0° C- 42,0° C) / (95,0° F- 107,6° F)

±0,2° C / ±0,4° F resto de temperaturas en el rango de medida

<sup>2</sup> ±0,2° C / ±0,4° F en el intervalo (35,5° C- 42,0° C) / (95,9° F- 107,6° F)

±0,3° C / ±0,5° F resto de temperaturas en el rango de medida

<sup>3</sup> 30 mediciones en el dispositivo, registros ilimitados en la App eMyBaby®

<sup>4</sup> Pílas no incluidas

**miniland**

Polígono Industrial La Marjal I · Calle La Patronal, 10 · 03430 Onil (Alicante) SPAIN · Servicio Técnico +34 966 557 775 · Atención al Cliente +34 965 564 950

[minilandgroup.com](http://minilandgroup.com)

